



L'unica provetta cilindrica in plastica PET con vuoto predeterminato per Velocità di Eritrosedimentazione.

Tappo di sicurezza con superficie adatta ad etichette con codice a barre.

The unique cylindrical PET plastic vacuum blood collection tubes for Erythro sedimentation Rate.

Safety stopper with surface made to carry a bar code label.



14250
STERILE
INTERIOR

KIMASED™ PLAST provette con vuoto predeterminato
0,4 ml di anticoagulante Na Citrato
Aspirazione 1,6 ml
Volume totale 2,0 ml

KIMASED™ PLAST vacuum blood collection tubes
0,4 ml of anticoagulant Na Citrate
draw 1,6 ml
Total volume 2,0 ml



142600

KIMASED™ RACK per lettura di 10 provette

KIMASED™ RACK for 10 tubes reading



142630

KIMASED™ AUTO 16 - autoanalizzatore per VES da 16 provette
Tempo di determinazione 24 minuti
40 campioni / ora

KIMASED™ AUTO 16 - ESR autoanalyzer
16 tube positions
Working time 24 minutes
40 samples / hour



142640

KIMASED™ AUTO 60 - autoanalizzatore per VES da 60 provette
Tempo di determinazione 24 minuti
150 campioni / ora

KIMASED™ AUTO 60 - ESR autoanalyzer
60 tube positions
Working time 24 minutes
150 samples / hour

Accessori / Accessories

142650 Stampante termica (per KIMASED™ AUTO 16)
Thermal graphical printer (for KIMASED™ AUTO 16)

142670 Lettore codice a barre (per KIMASED™ AUTO 16 e KIMASED™ AUTO 60)
Bar Code reader (for KIMASED™ AUTO 16 and KIMASED™ AUTO 60)

142695 Agitatore orbitale per provette KIMASED™
Orbital mixer for KIMASED™ tubes

142900 Controlli per VES (2x10 ml)
ESR controls (2x10 ml)